


Stap 1 Afname

- Haal de kweek set uit de verpakking. Er zijn twee kweek setjes (blauwe en roze dop).
- Verwijder de dop van de buis.
- Steek de wattenstok voorzichtig in de anus (zoals een koortsthermometer), haal deze eruit en controleer of er wat ontlasting op het wattenstokje zit.
- Lukt dit niet, steek dan de wattenstok in een beetje ontlasting.



Buis roze dop:

- Breng de wattenstok na het afnemen van de kweek in de buis en breek de stop op de breekrand (ter hoogte van de zwarte streep op het wattenstokje).

Buis blauwe dop:

- De afname stok met blauwe dop hoeft niet afgebroken te worden.

Stap 2 Identificatie




- Vul de patiëntgegevens en locatie van herkomst in op het etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Z.O.Z.


Stap 3 Transport



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Wikkel de afnamebuis in het absorptiepapier.



- Stop de afnamebuis en het absorptiepapier in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp.
- Lever de envelop nog dezelfde dag in op één van onze afnamelocaties. Of doe deze op de post.

Wij vragen u om de envelop altijd terug te brengen, ook als u beslist geen materiaal in te leveren.